

Anticorps Monoclonal De Lapin Abflo 488 Anti-4-Hydroxynonéal (4-Hne) Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire

Numéro d'article: CM0000027

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au fluorophore ABflo 488 ciblant le 4-Hydroxynonéal (4-HNE), un marqueur de la peroxydation lipidique. Idéal pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC intra) avec une réactivité indépendante de l'espèce, soutenant la recherche sur le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détail
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-4-Hydroxynonéal
Remarques/Alias	4-HNE
Immunogène	Composés chimiques correspondant au 4-Hydroxynonéal
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace