

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atf5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2D1

Numéro d'article: CM0008457

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ATF5 pour les applications Western blot, IHC-P et ELISA. Validé sur humain, souris et rat, cet anticorps cible le facteur de transcription ATF5, critique pour la survie cellulaire et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATF5 Lapin mAb
Remarques/Alias	ATFX; HMFNFM0395; ATF5
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	22809
GenelD	22809
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 183-282 de l'ATF5 humain (Q9Y2D1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2D1
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace