

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bgat (Abo) Pour Wb Et Elisa - P16442

Numéro d'article: CM0023913



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la BGAT humaine (transferrase ABO) validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les antigènes des groupes sanguins ABO.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BGAT Rabbit pAb
Remarques / Alias	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Espèce	Humain
GeneID	28
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 54 à 354 de la BGAT humaine (NP_065202.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16442
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sachet de glace