

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calca Pour Les Applications De Recherche En Western Blot Et Elisa - P01258 / P06881

Numéro d'article: CM0015934



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CALCA humain (calcitonine), validé pour le Western Blot et l'ELISA, réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme calcique et de la signalisation hormonale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CALCA Lapin pAb
Remarques/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	796
GeneID	796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-141 du CALCA humain (NP_001029124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01258 / P06881
Poids de la protéine	13kDa / 15kDa
Expédition	Sac de glace