

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd27 De Chat - Cd27 De Chat

Numéro d'article: CM0004750

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD27 du chat, conjugué à l' pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD27 félin. Sourced via la plateforme d'approvisionnement en matières premières IVD tout-en-un de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD27 de chat
Espèce	Chat
Identifiant du gène (Humain)	939
Identifiant du gène	101091633
Immunogène	Protéine recombinante du CD27 de chat
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Chat
Expédition	Sac de glace