

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd27 De Chat - Cd27

Numéro d'article: CM0010137

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD27 de chat, destiné aux applications en cytométrie en flux. L'immunogène couvre les acides aminés 20 à 191 du CD27 félin ; aucune réactivité croisée avec d'autres espèces n'a été rapportée. Idéal pour les études immunologiques félines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD27 de chat
Espèce	Chat
Identifiant génique (Humain)	939
Identifiant génique	101091633
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-191 du CD27 de chat (XP_011282025.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Chat
Expédition	Sac de glace