

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8 Alpha De Chat Pour Cytométrie En Flux - P41688

Numéro d'article: CM0004508



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD8 alpha félin, adapté à la cytométrie en flux (FC). Facilite l'étude des réponses des lymphocytes T CD8+ et des cellules NK dans la recherche en immunologie féline. Réagit spécifiquement avec le chat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD8 alpha chat mAb
Remarques / Alias	CD8A
Espèce	Chat
GeneID (Humain)	925
GeneID	493799
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-186 du CD8 alpha de chat (NP_001009843.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Chat
SWISS	P41688
Poids de la protéine	32-34kDa
Expédition	Sac isotherme