

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cc2D1A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P1N0

Numéro d'article: CM0024841

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CC2D1A humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA et présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la régulation génique, la fonction synaptique et la signalisation PI3K.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CC2D1A Lapin pAb
Remarques/Alias	Lgd2 ; MRT3 ; TAPE ; Aki-1 ; FREUD-1 ; Freud-1/Aki1 ; CC2D1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54862
GeneID	54862
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du CC2D1A humain (NP_060191.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P1N0
Poids moléculaire protéique	104 kDa
Expédition	Sac de glace