


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd14 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P08571

Numéro d'article: CM0004334



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD14 conjugué pour la cytométrie en flux. Détecte le CD14 sur les monocytes/macrophages humains et de cynomolgus. Corécepteur du LPS ; crucial pour la recherche sur l'immunité innée. Poids moléculaire : 40 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD14 Humain/Singe conjugué
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	929
GeneID	929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-352 du CD14 humain (NP_000582.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08571
Poids protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace