


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd62E/E-Sélectine Pour Wb, Fc, Elisa - P16581

Numéro d'article: CM0006597



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD62E/E-Sélectine humain validé pour WB, FC, ELISA. Immunogène recombinant, détecte une bande à 66 kDa. Convient à l'étude de l'adhérence des leucocytes et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin CD62E/E-Sélectine
Remarques/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-sélectine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6401
GeneID	6401
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-230 de la CD62E/E-Sélectine humaine (NP_000441.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16581
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace