


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd8A Pour Cytométrie En Flux - P01732

Numéro d'article: CM0012511



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le CD8a humain, conjugué à I', pour cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains et de singe cynomolgus. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires dans la recherche en immunologie et immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Lapin anti-Humain/Singe CD8a mAb                                                                                                                   |
| Remarques/Alias    | CD8; p32; Leu2; CD8alpha                                                                                                                           |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                             |
| GeneID (Humain)    | 925                                                                                                                                                |
| GeneID             | 925                                                                                                                                                |
| Immunogène         | Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8a humain (NP_001759.3)) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                              |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                              |
| Application        | FC                                                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Cynomolgus                                                                                                                                 |
| SWISS              | P01732                                                                                                                                             |
| Poids Protéique    | 21kDa/25kDa/30kDa                                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                       |