

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc42 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60953

Numéro d'article: CM0017460



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CDC42 (homologue de la protéine de contrôle de la division cellulaire 42). Validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Cible les petites GTPases régulant la dynamique de l'actine, la polarité cellulaire et la migration.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CDC42 Lapin pAb
Remarques/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	998
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 118-191 du CDC42 humain (NP_001782.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60953
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace