

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ddddk-Tag - Ddddk-Tag

Numéro d'article: CM0010690

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le tag DDDDK pour la cytométrie en flux intracellulaire. La reconnaissance du tag indépendante de l'espèce permet une grande flexibilité dans la conception d'expériences sur divers systèmes modèles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-DDDDK-Tag
Remarques / Alias	DDDDK ; tag DDDDK ; DDDDK-tag
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant au tag DDDDK
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac réfrigérant