

Anticorps Monoclonal Anti-Cd19 Canin De Lapin - Cd19

Numéro d'article: CM0004723

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD19 canin, un antigène de surface des lymphocytes B. Conçu pour des applications de cytométrie en flux (CF) dans la recherche en immunologie canine. Réagit de manière croisée avec le chien. Adapté à la coloration par immunofluorescence directe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD19 canin de lapin
Remarques / Alias	CD19
Espèce	Chien
ID du gène (Humain)	930
ID du gène	607898
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Chien
Expédition	Sac de glace