

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd19 Canin Conjugué - Cd19

Numéro d'article: CM0004626

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD19 canin pour l'analyse par cytométrie en flux (FC) directe des lymphocytes B canins. Immunogène recombinant, spécifique au CD19 canin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD19 canin
Alias	CD19
Espèce	Chien
ID de gène humain	930
ID de gène	607898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-299 du CD19 canin (XP_013969991.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Chien
Expédition	Sac de glace