

Mab Lapin Anti-Chien Cd27 - Cd27

Numéro d'article: CM0010020

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD27 canin (TNFRSF7). Validé pour la cytométrie en flux, il réagit spécifiquement avec les échantillons canins. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires dans la recherche sur le chien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Dog CD27 mAb
Remarques / Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espèce	Chien
ID du gène (Humain)	939
ID du gène	611674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-215 du CD27 canin (XP_038295140.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Chien
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace