

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd27 De Chien Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Cd27

Numéro d'article: CM0010234

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD27 de chien (TNFRSF7). Immunogène recombinant (acides aminés 20-215) conçu pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche canine et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD27 de chien
Remarques/Alias	T14 ; S152 ; Tp55 ; TNFRSF7 ; S152. LPFS2
Espèce	Chien
Identifiant du gène (Humain)	939
Identifiant du gène	611674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-215 du CD27 de chien (XP_038295140.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Chien
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace