

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd4 Canin Pour Cytométrie En Flux - Cd4 Canin

Numéro d'article: CM0008268

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant le CD4 canin, validé pour la cytométrie en flux (FC). Immunogène recombinant (aa 26-400). Idéal pour le phénotypage des lymphocytes canins et les applications de recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD4 canin
Remarques/Alias	Eukaryota ; Metazoa ; Chordata ; Craniata ; Vertebrata ; Euteleostomi ; Mammalia ; Eutheria ; Laurasiatheria ; Carnivora ; Caniformia ; Canidae ; Canis
Espèce	Chien
ID de gène (Humain)	920
ID de gène	403931
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-400 du CD4 canin (NP_001003252.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Chien
Expédition	Sac de glace