

Lapin Anti-Chien Cd4 Anticorps Monoclonal - Np_001003252.1

Numéro d'article: CM0004453

Introduction

Lapin anti-Chien CD4 Anticorps Monoclonal pour les applications de cytométrie en flux (FC). Immunogène à base de protéine recombinante, réagit avec le CD4 canin. Idéal pour la recherche en immunologie canine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Chien CD4 mAb
Remarques/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Espèce	Chien
ID de gène (Humain)	920
ID de gène	403931
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FCFC
Réactivité croisée	Chien
Expédition	Sac de glace