

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8A De Chien Conjugué À Pour Cytométrie En Flux - P33706

Numéro d'article: CM0010984

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité, conjugué à , dirigé contre le CD8A canin pour la cytométrie en flux. Cible la chaîne alpha de la glycoprotéine de surface des lymphocytes T CD8, essentielle à l'interaction avec le CMH de classe I et aux réponses des lymphocytes T cytotoxiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD8A de chien
Remarques/Alias	CD8 ; p32 ; Leu2 ; CD8alpha ; CD8A
Espèce	Chien
GeneID (humain)	925
GeneID	403157
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 139 du CD8A de chien (NP_001002935.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Chien
SWISS	P33706
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant