

Lapin Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Mab - Fitc

Numéro d'article: CM0008805

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant les colorants FITC, 5-FAM et 6-FAM. Réactivité indépendante de l'espèce et validé pour la cytométrie en flux, adapté à la détection de sondes fluorescentes dans la recherche et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-FITC/5-FAM/6-FAM mAb
Remarques/Alias	FITC
Immunogène	Composés chimiques Chimique/Petite molécule correspondant à FITC/5-FAM/6-FAM.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace