

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam - Fitc

Numéro d'article: CM0012252

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à reconnaissant spécifiquement les petites molécules FITC, 5-FAM et 6-FAM. Ce réactif indépendant de l'espèce est conçu pour la cytométrie en flux et permet la détection par immunofluorescence dans le développement de tests diagnostiques et la recherche biomédicale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-FITC/5-FAM/6-FAM
Remarques/Alias	FITC
Espèce	Lapin
Immunogène	Composés chimiques correspondant à FITC/5-FAM/6-FAM
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sachet réfrigérant