

Mab Lapin Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam - Fitc

Numéro d'article: CM0004082

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FITC/5-FAM/6-FAM () pour la cytométrie en flux. Il reconnaît le FITC, le 5-FAM et le 6-FAM avec une réactivité indépendante de l'espèce. Utile pour la détection de conjugués FITC en immunofluorescence et dans la recherche sur le diagnostic in vitro (IVD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb Lapin anti-FITC/5-FAM/6-FAM
Remarques / Alias	FITC
Immunogène	Composés chimiques
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace