

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Conjugué À L'- Fitc

Numéro d'article: CM0008918

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le FITC/5-FAM/6-FAM, validé pour la cytométrie en flux. Sa réactivité indépendante de l'espèce permet une utilisation polyvalente dans les dosages immunologiques pour la détection de petites molécules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-FITC/5-FAM/6-FAM conjugué à l'
Remarques/Alias	FITC
Immunogène	Composés chimiques correspondant au FITC/5-FAM/6-FAM
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace