

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Flotilline-2 (Flot2) Pour Wb Et Elisa - Q14254

Numéro d'article: CM0021338



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Flotilline-2 (FLOT2) humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour les études sur les cavéoles, l'adhésion cellulaire et la biologie épidermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLOT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ESA; ECS1; ESA1; ECS-1; M17S1; FLOT2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2319
Identifiant du gène	2319
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 239-428 de la FLOT2 humaine (NP_004466.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q14254
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace