

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Frem1 Pour Wb, Elisa - Q5H8C1

Numéro d'article: CM0023372

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FREM1 validé pour WB et ELISA. FREM1 est une protéine de la matrice extracellulaire essentielle à la différenciation et à l'adhésion épidermiques pendant le développement. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FREM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BNAR; MOTA; TILRR; TRIGNO2; C9orf143; C9orf145; C9orf154; FREM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	158326
GeneID	158326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1880-2179 de FREM1 humain (NP_659403.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5H8C1
Poids moléculaire protéique	244 kDa
Expédition	Glacière isotherme