


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gca Pour Wb, If/Icc, Elisa - P28676

Numéro d'article: CM0028155



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-GCA cible la grancalcine liant le calcium (~24 kDa).

Applications : WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité : humain, souris. Idéal pour les études d'adhésion des neutrophiles et d'adhésion focale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCA Rabbit pAb
Remarques/Alias	GCL ; GCA
Espèce	Humain
Identifiant du gène	25801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-217 de la GCA humaine (NP_036330.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P28676
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace