

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gnai3 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P08754

Numéro d'article: CM0015154



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GNAI3 humain, validé pour le Western blot, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Reconnaît GNAI3 humain et murin ; convient à l'étude de la signalisation des protéines G et de la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] GNAI3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	87U6 ; HG1A ; ARCND1 ; ARCODS ; I3
Espèce	Humaine
GeneID	2773
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-354 de GNAI3 humain (NP_006487.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P08754
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace