

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg De Chèvre (Fragment Fab) - Igg De Chèvre (Fragment Fab)

Numéro d'article: CM0006154

Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-IgG de chèvre (fragment Fab) reconnaît spécifiquement les fragments Fab des IgG de chèvre et convient aux applications de cytométrie en flux dans les immunoessais et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IgG de chèvre (fragment Fab)
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fab de lapin anti-IgG de chèvre
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sac réfrigérant