

Mab Lapin Anti-Fragment Fab D'igg De Chèvre - Fragment Fab D'igg De Chèvre

Numéro d'article: CM0004024

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le fragment Fab des IgG de chèvre. Validé pour des applications en cytométrie en flux. L'immunogène recombinant garantit une haute spécificité et une bonne cohérence entre lots. Convient aux immunoessais nécessitant la détection d'IgG anti-chèvre dans la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb lapin anti-fragment Fab d'IgG de chèvre
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fab d'IgG de chèvre
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sac de glace