

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Igg De Chèvre (Fragment Fab) Pour Cytométrie En Flux - Fragment Fab D'igg De Chèvre

Numéro d'article: CM0006402

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le fragment Fab d'IgG de chèvre. Conçu pour des applications de cytométrie en flux (CF), il permet la détection spécifique d'espèce de l'IgG de chèvre dans divers immunodosages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-IgG de chèvre (fragment Fab)
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fab d'IgG de chèvre
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sac isotherme