

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fragment Fc D'igg De Chèvre

Numéro d'article: CM0007327

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le fragment Fc de l'IgG de chèvre, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour les immunodosages et la détection secondaire dans les systèmes d'échantillons de chèvre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-fragment Fc d'IgG de chèvre
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fc d'IgG de chèvre
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Poche de glace