

Mab De Lapin Anti-Igg (Fragment Fc) De Chèvre

Numéro d'article: CM0010190

Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le fragment Fc des IgG de chèvre, adapté aux applications de cytométrie en flux. Conçu pour la détection spécifique des IgG de chèvre dans les essais de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IgG (fragment Fc) de chèvre
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fc d'IgG de chèvre
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sachet réfrigérant