

Mab De Lapin Anti-Igg De Chèvre (Fragment Fc) - Fragment Fc D'igg De Chèvre

Numéro d'article: CM0006533

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'spécifique du fragment Fc d'IgG de chèvre. Validé pour la cytométrie en flux, adapté à la détection d'immunoglobulines de chèvre dans les tests de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	mAb de lapin anti-IgG de chèvre (fragment Fc)
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fc d'IgG de chèvre
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sac isotherme réfrigéré