

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg De Chèvre (Fragment Fc)

Numéro d'article: CM0007217

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le fragment Fc des IgG de chèvre pour les applications de cytométrie en flux. Spécifique de la région Fc de chèvre, minimisant la réactivité croisée. Idéal pour les études d'immunofluorescence multicolores.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IgG de chèvre (fragment Fc)
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fc des IgG de chèvre
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sac de glace