

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg De Chèvre (Fragment Fc)

Numéro d'article: CM0005290

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le fragment Fc de l'IgG de chèvre pour la cytométrie en flux. Idéal pour détecter les IgG de chèvre dans les tests immunologiques. Présente une réactivité croisée avec les IgG de chèvre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin Anti-IgG de Chèvre (fragment Fc)
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fc de l'IgG de chèvre
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sac de glace