

Lapin Anticorps Polyclonal Anti-Hnf4A Pour Wb, Elisa - Hnf4A

Numéro d'article: CM0013448

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HNF4a (HNF4alpha), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit croisée avec la souris. Utile pour la recherche sur la régulation génique spécifique au foie et la fonction hépatocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNF4a Lapin pAb
Remarques/Alias	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF4a
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3172
ID de gène (Souris)	15378
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de HNF4a humain (NP_000448.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
Poids moléculaire	51kDa/52kDa
Expédition	Sac de glace