


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hpcal1 Pour Wb Et Elisa - P37235

Numéro d'article: CM0024317



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre HPCAL1 (protéine de type hippocalcine 1), validé par KO, pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] HPCAL1 pAb de lapin
Remarques / Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3241
GeneID	3241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 193 de la protéine HPCAL1 humaine (NP_002140.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37235
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace