


Mab Lapin Anti-Axl Humain Pour Fc - P30530

Numéro d'article: CM0011696



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant l'AXL humain (UniProt P30530) validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la signalisation médiée par AXL, du cancer et de l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-AXL humain
Remarques / Alias	ARK ; UFO ; JTK11 ; Tyro7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	558
GeneID	558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-449 de l'AXL humain (NP_068713.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30530
Poids de la protéine	98 kDa
Expédition	Sac de glace