


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Axl Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P30530

Numéro d'article: CM0011338



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la tyrosine kinase du récepteur humain AXL (UFO/Tyro7). Conçu pour la cytométrie en flux, validé sur échantillons humains. Explorez les rôles d'AXL dans le cancer, l'immunité et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain AXL conjugué
Remarques/Alias	ARK ; UFO ; JTK11 ; Tyro7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-449 de l'AXL humain (NP_068713.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30530
Poids moléculaire protéique	98 kDa
Expédition	Sac de glace