


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Axl Humain Pour Cytométrie En Flux - P30530

Numéro d'article: CM0008790



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-AXL humain conjugué à ABflo 488 pour cytométrie en flux. Cible l'AXL humain (P30530), une tyrosine kinase réceptrice impliquée dans la survie cellulaire, la prolifération et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-AXL humain
Remarques/Alias	ARK ; UFO ; JTK11 ; Tyro7
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	558
ID du gène	558
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-449 de l'AXL humain (NP_068713.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P30530
Poids moléculaire	98 kDa
Expédition	Sac réfrigérant