

Lapin Anti-Humain B7-H2/Cd275 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - O75144

Numéro d'article: CM0004027



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le B7-H2/CD275 humain (ligand ICOS), conçu pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études de costimulation des cellules T et de points de contrôle immunitaire, avec réactivité croisée humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain B7-H2/CD275 mAb
Remarques/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23308
GeneID	23308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-256 du B7-H2/CD275 humain (NP_056074.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O75144
Poids Protéique	20kDa/33kDa34kDa
Expédition	Sac de glace