

Mab De Lapin Anti-Bcl6 Humain - P41182

Numéro d'article: CM0004938



Introduction

Anticorps monoclonal anti-BCL6 conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (CF) sur échantillons humains. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes B du centre germinatif et les lymphomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-BCL6 humain
Remarques/Alias	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
Espèce	Humain
GeneID	604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-350 de la BCL6 humaine (NP_001124317.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41182
Poids de la protéine	72kDa/78kDa
Expédition	Sac isotherme