

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bcl6 Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P41182

Numéro d'article: CM0011455



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la BCL6 humaine, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Conçu pour la recherche sur les lymphocytes B du centre germinatif et les lymphomes, avec une spécificité pour la protéine P41182.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-BCL6 humain
Remarques / Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Espèce	Humaine
GeneID	604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-350 de la BCL6 humaine/souris (NP_001124317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P41182
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace