

Lapin Anti-Humain Bcl6 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P41182

Numéro d'article: CM0011162



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le BCL6 humain (SWISS P41182), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour l'étude de la biologie du centre germinatif et de la répression transcriptionnelle. Fourni par CamelBio pour l'approvisionnement en matières premières pour DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-Humain BCL6 mAb
Remarques/Alias	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	604
ID de gène	604
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-350 du BCL6 humain/souris (NP_001124317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41182
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace