

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bcl6 Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P41182

Numéro d'article: CM0009542



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité, de lapin anti-BCL6 humain, pour la cytométrie en flux intracellulaire. Cible le BCL6 humain (79 kDa, P41182), un répresseur transcriptionnel essentiel aux réactions du centre germinatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-BCL6 humain
Remarques/Alias	BCL5 ; LAZ3 ; BCL6A ; ZNF51 ; ZBTB27
Espèce	Humain
GeneID (humain)	604
GeneID	604
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-350 du BCL6 humain/souris (NP_001124317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41182
Poids moléculaire	79 kDa
Expédition	Poche de glace