

## Mab Lapin Anti-Btn3A1/2/3 Humain - O00481 / P78410 / O00478

Numéro d'article: CM0011732



### Introduction

Un anticorps monoclonal lapin anti-BTN3A1/2/3 humain de haute qualité pour la cytométrie en flux (CF). Il reconnaît la protéine humaine BTN3A1/2/3 (CD277), qui joue un rôle crucial dans l'activation des lymphocytes T et la réponse immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin anti-BTN3A1/2/3 humain                                                                                                                       |
| Remarques / Alias    | BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1                                                                                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                 |
| GeneID               | 11119/11118/10384                                                                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-630 de BTN3A1 humain (NP_008979.3). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                  |
| Application          | CF (Cytométrie en flux)                                                                                                                                |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                                 |
| SWISS                | O00481/P78410/O00478                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 58 kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                           |