


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain C5Ar1/Cd88 Conjugué À Abflo 488 Pour La Cytométrie En Flux - P21730

Numéro d'article: CM0004526



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ABflo 488 ciblant le C5AR1/CD88 humain (C5aR), validé pour la cytométrie en flux. ~39 kDa, réactivité humaine, expédié sur glace. Pour la recherche en immunologie et inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain C5AR1/CD88 conjugué à
Remarques/Alias	C5A ; C5AR ; C5R1 ; CD88
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	728
Identifiant du gène	728
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du C5AR1/CD88 humain (NP_001727.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21730
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace