


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calréticuline Humaine Pour Fc (Intra) - P27797

Numéro d'article: CM0011279



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à dirigé contre la calréticuline humaine, adapté à la cytométrie en flux intracellulaire (FC intra). Validé pour les échantillons humains. Idéal pour l'étude de la fonction des chaperonnes du RE, du contrôle qualité des protéines et de l'homéostasie du calcium. Fourni par l'intermédiaire de CamelBio pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-calréticuline humaine
Remarques/Alias	RO ; CRT ; SSA ; cC1qR ; HEL-S-99n
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	811
GenelD	811
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P27797
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant