


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calréticuline Humaine Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P27797

Numéro d'article: CM0004016



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la calréticuline humaine pour la cytométrie en flux intracellulaire. Adapté à la détection de la calréticuline, une chaperonne du réticulum endoplasmique impliquée dans le repliement des protéines et la signalisation calcique, dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Calréticuline Humaine
Remarques/Alias	RO ; CRT ; SSA ; cC1qR ; HEL-S-99n
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	811
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-417 de la Calréticuline humaine (NP_004334.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (Intracellulaire)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P27797
Poids moléculaire protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace